

Koppeling Signia hoortoestellen met iPhone-telefoons



Telefoon

1. Zorg dat Bluetooth  aanstaat in uw telefoon (*Instellingen*  => *Bluetooth*)
2. Ga naar de *Instellingen*  van uw telefoon
3. Scroll naar beneden en druk op *Toegankelijkheid* (bij oudere iPhones is dit te vinden in het menu *Algemeen*)
4. Scroll naar beneden en druk op *(MFI) Hoortoestellen*
5. Start de hoortoestellen opnieuw op
 - a. Batterijversie: batterijlade openen en weer dicht doen
 - b. Oplaadbare versie: hoortoestellen 10 seconden op de oplader zetten en dan weer eraf halen (of eventueel de onderste knop van de toestellen 6 seconden ingedrukt houden voor uitschakelen, en daarna weer 6 seconden ingedrukt houden voor inschakelen)
6. Beide hoortoestellen verschijnen nu in het menu (L+R). Klik hierop en accepteer het koppelverzoek (eenmaal voor elk hoortoestel)

Signia App

1. Zoek de app in de Appstore  => *Signia App*  en download deze
2. Open de betreffende app 
3. Kies een verbindingsoptie: druk op *Bluetooth* 
4. Start de hoortoestellen opnieuw op (zie punt 5 in het onderdeel **Telefoon**) en druk op **OK**
5. Wacht tot allebei de hoortoestellen zijn herkend door de app (L+R), en druk hier dan op
6. De hoortoestellen worden nu gekoppeld aan de app
7. Telecare-setup: Het is bij bepaalde hoortoestellen mogelijk de instellingen op afstand te veranderen ('vanuit de luie stoel' i.p.v. op afspraak bij de audicien). Indien dit beschikbaar is en u wenst dit te activeren, dan kunt u dat op dit moment instellen. U dient dan wel *binnen 3 dagen* contact op te nemen met de audicien voor een koppelingscode. Indien u dit niet wenst, dan drukt u op *Sla de telecare setup over*
8. De app  is nu klaar voor gebruik

Herstellen koppeling

1. Ga in de app  naar het menu (de 3 streepjes links bovenin )
2. Druk op *Instellingen*  => *App-instellingen* => *De app instellen*
3. Bevestig dat u dit zeker weet. De app wordt nu gereset
4. Volg de stappen 1-4 van het onderdeel **Telefoon**
5. Druk op de hoortoestellen, en druk onderin op *Vergeet dit apparaat* (en bevestig dat u dit zeker weet)
6. Volg nu de stappen 5 en 6 van het onderdeel **Telefoon**
7. Volg nu de stappen van het onderdeel **Signia App**, vanaf stap 2

Geluid van een **Nieuw Begin**

Instructies gaan verder
op de achterzijde >

Gebruik de app

Meer informatie over wat u allemaal met de app kunt doen, vind u op www.signia.net/nl-nl/connectivity/signia-app/



Scan de QRcode en ga zo naar de website met uitleg over de Signia app.